

DIGIREX[®] is de kleinste tabletop PSP scanner.

- Hoge resolutie beelden, snel in gebruik.
- Een goed alternatief bij meerdere behandelkamers.
- De scanner kan centraal geplaatst worden in de sterilisatiekamer of bij de receptie.



Specificaties

Integratie: Koppeling naar Mediadent V6 en Visiquick software	
Afmetingen:	258 mm x 138 mm x 183 mm
Gewicht:	3.6 kg
Voltage Vereisten:	AC 100-240 V wisselstroom 60/50 Hz
Scan tijd:	Ca. 10 seconden
Resolutie:	17 lp / mm
USB-kabel Lengte:	1.8 meters
Type verbinding:	USB 2.0
Systeemvereisten voor de computer: Opmerking: de computer niet inbegrepen Windows versies Min. Video Min. vaste schijf Monitor	Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32/64 bit 512 MB, 1 GB aanbevolen Pentium4 CPU of beter S/GA 1024 x 768 40 GB Weergave van hoge kwaliteit (Flat Panel of CRT)
Plaat Maten:	Formaten 0/35 x 22 mm, 1/40 x 24 mm, 2/41 x 31 mm, 3/54 x 27 mm Inclusief : #1 4 stuks, #2 4 stuks
Grijs Niveau:	14 bit
Garantie:	Twee jaar
Regelgeving:	Amerikaanse FDA, CE, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

Prijs op aanvraag

Prijs inclusief Bekabeling, 4 stuks #1 en 4 stuks #2, set hygiëne hoesjes, instructie.

