


apixia
DIGITAL IMAGING



**THE MINI SCANNER,
WITH MAXIMUM QUALITY!**



DIGIREX ® PSP de kleinste PSP tabletop scanner

Minimaal formaat, maximaal resultaat!

De kleinste PSP röntgen scanner voor het maken van een juiste diagnose!

Laagste prijs prestatie verhouding in de markt!

Hoge resolutie beelden, snel in gebruik.

Fluisterstil en trillingsvrij,

Een goed alternatief bij meerdere behandelkamers.

De Apixia PSP scanner is het ideale product voor elke tandartspraktijk.

De scanner kan centraal geplaatst worden in de sterilisatiekamer of bij de receptie.

Snelle verwerkingstijd

- De kristal heldere röntgen beelden zijn in minder dan 10 seconden zichtbaar op uw computer beeldscherm voor het maken van de juiste diagnose.
- Alle PSP plaatjes kunnen achter elkaar verwerkt worden met automatische wis functie.
- PSP plaatjes zijn duizenden keren te gebruiken. Apixia is klein en kan geplaatst worden in de kleinste behandelkamer. De heldere LED lampjes aan de voorkant geven de gebruiker de juiste informatie en de volgorde van gebruik. Zéér eenvoudige bediening.
- De flexibele PSP plaatjes bieden de juiste comfort voor uw patiënten.
- Formaten: #0/35 x 22 mm, #1/40 x 24 mm, #2/41 x 31 mm, #3/54 x 27 mm.
- Aan te sluiten USB 2.0 of 3.0.
- Hygiëne hoesjes beschikbaar voor alle PSP plaatjes formaten per doos van 500 stuks.
- Betaalbare PSP plaatjes voor alle formaten, per doosje van 4 stuks.
- Standaard Apixia netwerk software.
- Koppeling/integratie: o.a. Mediadent V6 en Visiquick, door TWAIN driver te gebruiken met verschillende fotobewerking software.
- Garantie twee jaar.

Apixia netwerksoftware, optie Mediadent V6, Visiquick en andere beeldbeheer software



De gratis Apixia netwerk software levert tientallen krachtige functies, eenvoudig te gebruiken op zoveel computers als u wilt. Mocht u liever werken met de veelzijdige TWAIN Driver dan is een koppeling met bv. Mediadent V6 en Visiquick als optie beschikbaar.

Apixia pakket:

Apixia PSP Scanner, USB-kabel, stroom kabel, handleiding, 500 stuks PSP hygiëne hoesjes,

-12 stuks formaat # 2 Platen, Apixia Imaging Software (onbeperkte gebruiker licenties), 2 jaar garantie.

Pakket prijs op aanvraag

- Apixia PSP fosfor platen, formaat 0, 4 stuks € op aanvraag
- Apixia PSP fosfor platen, formaat 1, 4 stuks € op aanvraag
- Apixia PSP fosfor platen, formaat 2, 4 stuks € op aanvraag
- Apixia PSP fosfor platen, formaat 0, 4 stuks € op aanvraag

Apixia hygiënische hoesjes, per 500 stuks, formaat 0, 1, of 2 € op aanvraag

