

# « The Discovery »

De eerste betaalbare draadloze intra- orale camera is nu beschikbaar!



Werken met de « The Discovery » draadloze camera is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Communicatie en voorlichting naar de patiënt is belangrijk voor een goed behandelingsplan.

« The Discovery » is naadloos te koppelen met **Mediadent V6**, **Visiquick** en vele andere beeld beheer software pakketten

Vanaf **€ 1.495,00** excl.b.t.w.

#### Technische specificaties:

- Beeld:** Bevriezen, draaien van beelden en maken van film beelden.
- Lens:** Macro, automatische focus instelling, scherpe beelden.
- Lichtbron:** Zes LED's voor een heldere natuurgetrouwe beeldweergave.
- Kleurlicht:** 5600° kelvin, voor helder en natuurlijk licht.
- Resolutie:** Sony 2.0 megapixel CCD.
- Batterij:** Vervangbare oplaad lithium ion batterij en batterij indicator.
- Oplader:** Los oplaadstation, tevens houder voor camera gedeelte, 230 V.
- Koppeling:** Direct via USB 2.0 poort van Laptop/PC of TWAIN.
- Ontvanger:** Keuze uit vier kanalen voor optimale ontvangst.



De Kuiper 14, 5283 MK Boxtel, Holland  
Telefoon: +31(0)411 – 611090, Fax.: +31(0)411 – 611687,  
Mobiel +31(0)6 – 53851409  
[www.dental-imaging.nl](http://www.dental-imaging.nl) info@dental-imaging.nl